


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mccc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hcc0

Número do item: CM0025965



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MCCC2 (MCCB) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de catabolismo da leucina e carboxilases mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCCC2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MCCB; MCCCbeta; MCCC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64087
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 284-563 do MCCC2 humano (NP_071415.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCC0
Peso Proteico	61kDa
Envio	Em saco de gelo