

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mcee Para Wb, Elisa - Q96Pe7

Número do item: CM0018346



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MCEE humano (metilmalonil-CoA epimerase, mitocondrial), adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Uso em pesquisa para estudos de metabolismo de propionil-CoA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCEE Coelho pAb
Observações/Alias	MCE; MMCE; GLOD2; MCEE
Espécie	Humano
ID do Gene	84693
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-176 da MCEE humana (NP_115990.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96PE7
Peso Molecular da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo