

Anticorpo Policlonal Anti-Mchr1 Para Wb E Elisa - Q99705

Número do item: CM0021737



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MCHR1 para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. MCHR1 é um GPCR que regula alimentação, balanço energético e sono. Ideal para estudos de neurociência e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCHR1 Coelho pAb
Observações/Apelido	SLC1; GPR24; MCH1R; SLC-1; MCH-1R; MCHR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2847
GeneID	2847
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 do MCHR1 humano (NP_005288.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99705
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de Gelo