


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mcl1 Para Wb - Q07820

Número do item: CM0023569



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MCL1 humano (Mcl-1, Bcl2-L-3) para Western blot. Detecta todas as isoformas; envolvido na regulação da apoptose. Imunogênio peptídico dentro dos aminoácidos 100-200.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4170
GeneID	4170
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do MCL1 humano (NP_068779.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q07820
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo