

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Mcm10 Para Wb E Elisa - Q7L590

Número do item: CM0024859

introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao MCM10 humano, um fator de iniciação da replicação do DNA. Adequado para aplicações de Western Blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para o estudo de estresse de replicação e estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCM10 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CNA43; DNA43; IMD80; PRO2249; MCM10
Espécie	Humano
GeneID	55388
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 616-875 do MCM10 humano (NP_877428.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7L590
Peso Proteico	98kDa
Transporte	Bolsa de gelo