


Anti-Mcm2 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49736

Número do item: CM0005776



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o fator de licenciamento de replicação de DNA MCM2, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Adequado para estudar o ciclo celular, replicação de DNA e oncogênese. Matéria-prima IVD confiável.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCM2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BM28, CCNL1, CDCL1, cdc19, DFNA70, D3S3194, MITOTIN, MCM2
Espécie	Humano
ID do Gene	4171
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-288 do MCM2 humano (NP_004517.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49736
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco com gelo