


Anti-Mcm2 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49736

Número do item: CM0002601



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o MCM2 humano, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de replicação de DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCM2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
Espécie	Humano
GeneID	4171
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MCM2 humano (P49736).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49736
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco com gelo