


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mcm3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P25205

Número do item: CM0003123



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra MCM3 humano (P25205) para western blot, IHC, IF, IP e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de replicação de DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-MCM3 de Coelho
Observações/Apelidos	HCC5; P1.h; RLFB; P1-MCM3; MCM3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4172
GeneID	4172
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25205
Peso Molecular da Proteína	91kDa
Envio	Bolsa de gelo