


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mcm3 Para Wb, Ip, Elisa - P25205

Número do item: CM0013573



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MCM3 humano. Validado para WB, IP, ELISA e com reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre replicação do DNA e ciclo celular. UniProt: P25205.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MCM3 pAb de coelho
Observações/Apelidos	HCC5; P1.h; RLFB; P1-MCM3; MCM3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4172
GeneID	4172
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-295 da MCM3 humana (NP_002379.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P25205
Massa molecular	91 kDa
Envio	Saco de gelo