


Anticorpo Monoclonal Anti-Mcm4 Para Wb, Elisa - P33991

Número do item: CM0010611



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o MCM4 humano para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com MCM4 de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de replicação de DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
MCM4 Coelho mAb	
Observações/Apelido	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4173
GeneID	4173
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 764-863 do MCM4 humano (P33991)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33991
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco de gelo