


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mcm5 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

Número do item: CM0025689



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de licenciamento de replicação de DNA MCM5 (CDC46). Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Para estudos do ciclo celular e replicação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCM5 pAb Coelho
Observações/Apelido	CDC46, MGORS8, P1-CDC46, MCM5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do MCM5 humano (NP_006730.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33992
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco com gelo