


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mcm5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

Número do item: CM0014895



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à MCM5 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com MCM5 de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de replicação de DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MCM5 Rabbit pAb
Observações/Alias	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4174
GeneID	4174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 da MCM5 humana (NP_006730.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33992
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Bolsa de gelo