


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mcm6 (Validado Por Kd) Para Wb, Elisa - Q14566

Número do item: CM0002825



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MCM6 validado por KD para WB e ELISA; detecta MCM6 humano e murino (Q14566), um fator chave de licenciamento da replicação de DNA no complexo helicase CMG, garantindo uma replicação por ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] MCM6 mAb de Coelho
Observações/Alias	Mis5; P105MCM; MCG40308; [Validado por KO/KD] MCM6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 601-821 da MCM6 humana (NP_005906.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14566
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Bolsa de gelo