


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mcm6 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14566

Número do item: CM0020505



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MCM6 humano, validado para Western blot, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa de replicação de DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCM6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Mis5; P105MCM; MCG40308; MCM6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 562-821 do MCM6 humano (NP_005906.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14566
Peso Proteico	93kDa
Envio	Bolsa de Gelo