


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mcm7 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

Número do item: CM0003060



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MCM7 validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconhece MCM7 humano, uma subunidade da helicase replicativa MCM2-7 essencial para a replicação do DNA. Indicado para pesquisa de ciclo celular e replicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCM7 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3; MCM7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4176
ID do Gene	4176
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 600-700 do MCM7 humano (P33993).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P33993
Peso Proteico	81kDa
Envio	Bolsa de gelo