


Anticorpo Policlonal Anti-Mcmbp Para Wb, Elisa - Q9Bte3

Número do item: CM0030999



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-MCMBP validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Tem como alvo a proteína de ligação ao complexo de manutenção do minicromossomo, um regulador chave da replicação do DNA e da coesão das cromátides irmãs. Ideal para pesquisa do ciclo celular e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho MCMBP
Observações/Apelido	MCM-BP; C10orf119; MCMBP
Espécie	Humano
ID do Gene	79892
Imunôgenio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do MCMBP humano (NP_079110.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BTE3
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo