


Anticorpo Policlonal Anti-Mct1/Slc16A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P53985

Número do item: CM0025699



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MCT1/SLC16A1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Indicado para estudos de transporte de monocarboxilatos e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCT1/SLC16A1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MCT; HHF7; MCT1; MCT1D; MCT1/SLC16A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6566
GeneID	6566
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-245 do MCT1 humano (NP_003042.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53985
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Bolsa de gelo