

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mct4/Slc16A3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15427

Número do item: CM0014117

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MCT4/SLC16A3, um transportador de monocarboxilatos. Validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Destinado à pesquisa do transporte de lactato e de estudos metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-MCT4/SLC16A3
Observações/Alíase	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4; MCT4/SLC16A3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9123
GeneID	9123
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 410-465 de MCT4/SLC16A3 humano (NP_004198.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O15427
Peso da proteína	49 kDa
Transporte	Bolsa de gelo