

Anticorpo Monoclonal Anti-Mcu (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q8Ne86

Número do item: CM0003439

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MCU humana, validado para Western blot e ELISA. Reconhece MCU humano, de camundongo e de rato (40 kDa). Adequado para estudos de captação de cálcio mitocondrial e fisiologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb MCU de Coelho [Validado por KO]
Observações/Apelidos	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; CU
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	90550
GeneID	90550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-170 da MCU humana (NP_612366.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NE86
Peso da Proteína	40kDa
Transporte	Bolsa de gelo