

## Anticorpo Policlonal Anti-Mcu Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ne86

Número do item: CM0020063



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína MCU, uniportadora de cálcio mitocondrial humana. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre sinalização de cálcio mitocondrial e bioenergética celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MCU Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                  |
| ID do Gene (Humano) | 90550                                                                                                                   |
| ID do Gene          | 90550                                                                                                                   |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-170 da MCU humana (NP_612366.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                |
| SWISS               | Q8NE86                                                                                                                  |
| Peso da Proteína    | 40 kDa                                                                                                                  |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                           |