

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mcu Para Wb E Elisa - Q8Ne86

Número do item: CM0019927



introdução

Anticorpo MCU policlonal de coelho validado para WB e ELISA. Reconhece MCU humano, de rato e camundongo, um uniportador de cálcio mitocondrial que regula a produção de ATP, sinalização de cálcio e vias de morte celular. Ideal para pesquisa mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCU Coelho pAb
Observações/Apelido	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
Espécie	Humano
ID do Gene	90550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 51-170 do MCU humano (NP_612366.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NE86
Peso Proteico	40kDa
Envio	Bolsa de Gelo