


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Mdc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14676

Número do item: CM0028405



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra MDC1 humano (NFB1), uma proteína chave do ponto de verificação de danos no DNA que se liga a γ H2AX. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudos de reparo do DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MDC1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NFB1; MDC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9656
GeneID	9656
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 da MDC1 humana (NP_055456.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14676
Peso da Proteína	227kDa
Envio	Saco de gelo