

Anticorpo Monoclonal Anti-Mdh1 Para Wb, Elisa - P40925

Número do item: CM0004680



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MDH1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta MDH1 endógeno em amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa em metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MDH1
Observações/Apelido	KAR; MDHA; MOR2; DEE88; MDH-s; EIEE88; HEL-S-32; MGC:1375; MDH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4190
GeneID	4190
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 235-334 do MDH1 humano (P40925).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40925
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo