

Anticorpo Policlonal Anti-Mdh1 Para Wb E Elisa - P40925

Número do item: CM0028077



introdução

Anticorpo policlonal recombinante humano MDH1 (1-334 aa) validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a malato desidrogenase citoplasmática na lançadeira malato-aspartato e no ciclo do TCA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MDH1 Rabbit pAb
Observações/Alias	KAR, MDHA, MOR2, DEE88, MDH-s, EIEE88, HEL-S-32, MGC:1375, MDH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4190
GeneID	4190
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-334 da MDH1 humana (NP_005908.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40925
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo