

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mdh2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40926

Número do item: CM0003133



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o MDH2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com MDH2 de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo mitocondrial e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MDH2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MDH; MOR1; DEE51; M-MDH; EIEE51; MGC:3559; MDH2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4191
GeneID	4191
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do MDH2 humano (P40926)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40926
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo