

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mdm2 Para Ihc-P E Elisa - Q00987

Número do item: CM0004384



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MDM2 humano, validado para IHC-P e ELISA. Um imunogênio de peptídeo sintético visa a região N-terminal (aa 101-200). Ideal para estudar a ubiquitinação do p53 e papéis oncogênicos no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MDM2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4193
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 101-200 do MDM2 humano (NP_001354919.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q00987
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco com gelo