

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mdm2 Para Wb, Elisa - Q00987

Número do item: CM0007415



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MDM2 humano (HDM2), validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a ligase de ubiquitina E3 nas vias de p53, apoptose e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-MDM2
Observações/alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4193
GeneID	4193
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 do MDM2 humano (NP_001354919.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q00987
Peso da proteína	11kDa/14kDa/24kDa/30kDa/33kDa/35kDa/48kDa/49kDa/55kDa
Transporte	Bolsa de gelo