

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mdm2 Para Wb E Elisa - Q00987

Número do item: CM0016011



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MDM2 humano (HDM2), adequado para WB e ELISA. Detecta MDM2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de ubiquitinação de p53 e pesquisa sobre câncer. - Q00987

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MDM2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HDMX, LSKB, hdm2, ACTFS, MDM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4193
GeneID	4193
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-430 do MDM2 humano (NP_001354919.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00987
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo