

Anticorpo Policlonal De Anti-Hdm2 De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q00987

Número do item: CM0017174



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HDM2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta HDM2 humano e de camundongo (55kDa), uma ligase de ubiquitina E3 e regulador chave de p53, ideal para pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MDM2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4193
ID do Gene	4193
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 231-330 do MDM2 humano (NP_001354919.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q00987
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco com gelo