


Anticorpo Policlonais Anti-Me1 (Wb, Elisa) - P48163

Número do item: CM0027785



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ME1 humana (enzima málica dependente de NADP). Validado para Western blot e ELISA, tem reação cruzada com camundongo e rato. Detecta uma banda de aproximadamente 64 kDa. Adequado para pesquisa metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	ME1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MES; HUMNDME; ME1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4199
ID do Gene	4199
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da ME1 humana (NP_002386.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P48163
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo