


Anticorpo Policlonais Anti-Me2 Para Wb, Elisa - P23368

Número do item: CM0025407



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à enzima málica mitocondrial humana dependente de NAD (ME2). Validado para Western blot e ELISA, o imunógeno corresponde aos aminoácidos 220-479. Ideal para estudos de metabolismo mitocondrial e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ME2 Rabbit pAb
Observações/Alias	ODS1; ME2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4200
GeneID	4200
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-479 da ME2 humana (NP_001161807.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P23368
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo