


Anti-Me3 (Nadp-Me) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16798

Número do item: CM0014388



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ME3 humano (enzima málica dependente de NADP, mitocondrial). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Uniprot: Q16798.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ME3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NADP-ME; ME3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10873
ID do Gene	10873
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16798
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco com gelo