

Anticorpo Policlonal Anti-Meaf6 Para Wb, Elisa - Q9Haf1

Número do item: CM0013106

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MEAF6 (CENP-28, EAF6), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Alvo de 22 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEAF6 Rabbit pAb
Observações/Alias	EAF6; CENP-28; C1orf149; NY-SAR-91; MEAF6
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	64769
GeneID	64769
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-191 da MEAF6 humana (NP_001257804.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HAF1
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo