


Anticorpo Monoclonal Anti-Meckelin Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Hya8

Número do item: CM0003857



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Meckelin (TMEM67) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em ciliopatias e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Meckelin Rabbit mAb
Observações/Apelidos	MKS3; JBTS6; NPHP11; TNEM67; MECKELIN; Meckelin
Espécie	Humano
GeneID (humano)	91147
GeneID	91147
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 800-880 da Meckelin humana (NP_714915.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5HYA8
Peso da Proteína	112 kDa
Envio	Saco de gelo