


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mecom Para Wb, Elisa - Q03112 / Q13465

Número do item: CM0025582



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MECOM (EVI1) para Western blot e ELISA. Validado em humanos e ratos. Adequado para pesquisa sobre regulação da transcrição, metilação de histonas e leucemia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MECOM pAb de Coelho                                                                                                                              |
| Observações/Apelido | EVI1; MDS1; KMT8E; PRDM3; RUSAT2; MDS1-EVI1; AML1-EVI-1; MECOM                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 2122                                                                                                                                             |
| ID do Gene          | 2122                                                                                                                                             |
| Imunogénio          | Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do MECOM humano (NP_004982.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                                                     |
| SWISS               | Q03112/Q13465                                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 18kDa/117kDa/118kDa/125kDa/139kDa                                                                                                                |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                     |