

Anticorpo Policlonal Anti-Mecp2 Para Wb, Elisa - P51608

Número do item: CM0027033



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-MECP2 (P51608) validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de biologia da cromatina, metilação do DNA e distúrbios do neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MECP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4204
GeneID	4204
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 387-486 do MECP2 humano (NP_004983.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51608
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de gelo