

Anticorpo Policlonal Anti-Mecp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51608

Número do item: CM0014113



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína de ligação a metil-CpG 2 (MECP2). Detecta banda de ~52kDa em WB. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar a repressão transcricional e a metilação do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MECP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4204
GeneID	4204
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 387-486 da MECP2 humana (NP_004983.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51608
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo