

Anticorpo Policlonal Anti-Mecr Para Ihc-P, Elisa - Q9Bv79

Número do item: CM0018946



introdução

pAb de coelho MECR (UniProt Q9BV79) validado para IHC-P e ELISA. Reage com humano. Ideal para investigar a síntese de ácidos graxos mitocondriais, a homeostase de ferro e distúrbios neurológicos relacionados ao MECR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho MECR
Observações/Apelido	ETR1; NRB1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG; MECR
Espécie	Humano
ID do Gene	51102
Imunogênio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 54-373 do MECR humano (NP_057095.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BV79
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo