

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mecr Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv79

Número do item: CM0008276



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra MECR humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre síntese de ácidos graxos mitocondriais e homeostase do ferro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MECR Rabbit mAb
Observações/Alias	ETR1; NRB1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51102
GeneID	51102
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 54-373 da MECR humana (NP_057095.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BV79
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo