

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Med1 Para Wb, Elisa - Q15648

Número do item: CM0022941



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra MED1 humano (subunidade 1 do complexo Mediador). Validado para WB e ELISA. Adequado para o estudo da coativação da transcrição pela RNA polimerase II e das vias de sinalização dos receptores nucleares. Apresenta reação cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MED1 Rabbit pAb
Observações/Alíás	PBP; CRSP1; RB18A; TRIP2; PPARBP; CRSP200; DRIP205; DRIP230; PPARGBP; TRAP220; MED1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5469
ID do Gene	5469
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do MED1 humano (NP_004765.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15648
Peso da Proteína	168 kDa
Envio	Bolsa de gelo