

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Med15 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Rn5

Número do item: CM0019672



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MED15 humano (ARC105), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta MED15 humano, de camundongo e de rato (~87 kDa). Ideal para regulação transcrricional e pesquisa do complexo Mediator.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MED15 Rabbit pAb
Observações/Alias	TIG1; CAG7A; CTG7A; PCQAP; TIG-1; TNRC7; ARC105; MED15
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51586
ID do Gene	51586
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MED15 humano (NP_001003891.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96RN5
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Bolsa de gelo