

Anti-Med18 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Bue0

Número do item: CM0014543



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-MED18 é validado para WB e ELISA, detectando MED18 humano e de camundongo, uma subunidade do complexo Mediador essencial para a transcrição da RNA polimerase II. Ideal para estudar a regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MED18 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SRB5; p28b; MED18
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54797
GeneID	54797
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BUE0
Peso Proteico	24kDa
Envio	Saco de gelo