

Anticorpo Policlonais Anti-Med20 Para Wb, Elisa - Q9H944

Número do item: CM0023537



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MED20 humano, uma subunidade do complexo Mediador crucial para a transcrição pela RNA polimerase II. Adequado para WB e ELISA; tem reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MED20 pAb de coelho
Observações/Alias	SRB2; TRFP; PRO0213; MED20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9477
GeneID	9477
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-212 do MED20 humano (NP_004266.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H944
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo