

Anticorpo Policlonais Anti-Med21 Para Wb, Elisa - Q13503

Número do item: CM0014606



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MED21 (SRB7) humano, validado para Western blot e ELISA. Subunidade do complexo Mediador envolvida na regulação da transcrição pela RNA polimerase II. Adequado para amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MED21 Coelho pAb
Observações/Alias	SRB7; SURB7; hSrb7; MED21
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	9412
ID do Gene	9412
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-144 do MED21 humano (NP_004255.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13503
Peso Molecular da Proteína	16kDa
Transporte	Bolsa de gelo