

Anticorpo Policlonal Anti-Med24 Para Wb E Elisa - 075448

Número do item: CM0030053



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho MED24 validado para Western Blot (WB) e ELISA. Detecta MED24 humano, de rato e de camundongo, uma subunidade de 110 kDa do complexo Mediador. Ideal para pesquisa de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MED24 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MED5; CRSP4; ARC100; THRAP4; CRSP100; DRIP100; TRAP100; MED24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9862
GeneID	9862
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do MED24 humano (NP_055630.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075448
Peso Proteico	110kDa
Envio	Saco de gelo