

Anticorpo Policlonais Anti-Med4 Para Wb, Elisa - Q9Npj6

Número do item: CM0026071



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MED4 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. MED4 é uma subunidade do complexo Mediador, que conecta proteínas regulatórias e a RNA polimerase II para a regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MED4 Rabbit pAb
Observações/Alias	ARC36; VDRIP; DRIP36; TRAP36; HSPC126; MED4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	29079
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da MED4 humana (NP_054885.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9NPJ6
Peso Proteico	30kDa
Envio	Bolsa de gelo