

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Med4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Npj6

Número do item: CM0002266



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-MED4, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece MED4 humano, de camundongo e de rato, uma subunidade do complexo Mediador envolvida na transcrição pela RNA polimerase II. Ideal para pesquisas sobre regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MED4 mAb de Coelho
Observações/Alíase	ARC36, VDRIP, DRIP36, TRAP36, HSPC126, MED4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29079
GeneID	29079
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-250 da MED4 humana (Q9NPJ6)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPJ6
Peso da Proteína	30kDa
Transporte	Saco de gelo