

Anti-Med6 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - 075586

Número do item: CM0030395



introdução

Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho MED6 validado para WB e ELISA. Detecta a subunidade 6 do Mediador humano (28kDa). Ideal para pesquisa de transcrição e estudos do complexo Mediador.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MED6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARC33; NY-REN-28; MED6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10001
GeneID	10001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-246 do MED6 humano (NP_005457.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075586
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo