

## Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Med7 Para Wb E Elisa - 043513

Número do item: CM0022673



### introdução

Anticorpo Policlonal Coelho MED7 validado para WB e ELISA, reconhecendo MED7 humano e de camundongo. MED7 é uma subunidade do complexo Mediador crucial para a transcrição da RNA polimerase II, tornando-o ideal para estudos de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MED7 Coelho pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | ARC34; CRSP9; CRSP33; MED7                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 9443                                                                                                                     |
| GeneID              | 9443                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-233 do MED7 humano (NP_004261.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                       |
| SWISS               | O43513                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 27kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |