

Anticorpo Policlonais Anti-Mef2A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02078

Número do item: CM0017159



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MEF2A humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de desenvolvimento muscular e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEF2A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4205
ID do Gene	4205
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da MEF2A humana (NP_001124400.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02078
Peso da Proteína	55kDa
Transporte	Bolsa de gelo